


Baxter

バクスターイリゲーションセット Irrigation Set




バクスターイリゲーションセットは、 用途に応じてシングルリード、ツーリードの 2タイプの製品を揃えております。

品番：2C4005




長さ: 2000mm
内径: 7.1mm

品番：2C4041



長さ: 2100mm
内径: 5.0mm

品番：2C4040



長さ: 2100mm
内径: 5.0mm

届出番号：13B1X10421000001

製品名	品番	包装単位
バクスターイリゲーションセット Yセット	2C4005	12セット/箱
バクスターイリゲーションセット イリゲーションYセット	2C4041	12セット/箱
バクスターイリゲーションセット イリゲーションセット	2C4040	48セット/箱

※本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。
※チューブの長さは概算値。

製造販売元

バクスター・ジャパン株式会社

ホスピタルプロダクト事業部

東京都港区芝浦三丁目4番1号 グランパークタワー 30 階

電話番号：03-4567-1400

www.baxter.co.jp

販売名：バクスターイリゲーションセット

届出番号：13B1X10421000001

一般医療機器 内視鏡・関節鏡用接続チューブ 70267000

2024年1月作成

JP-MD71-230007_v1